

# Quick Start Guide


## GETTING STARTED

- 1 With the unit turned OFF(O), connect the charging cable to user supplied USB wall charger. Plug the charger into the wall outlet, then connect the other end of the charging cable to the unit, and charge.

**Note:** Refer to the IMPORTANT SAFEGUARDS section for required USB wall charger specifications.


Make sure unit is dry before opening charge port cover and connecting the charger. Replace the charge port cover after charging and ensure it's fully seated (flush with the outside surface of the handle).

**Charge Unit for 4 Hours Prior to First Use.**




- 2 Press tip firmly into unit until it clicks into place. To remove tip, push the tip eject button.

**Caution: Do not press tip eject button while unit is running.**



- 3 Unplug USB charging cable from the unit. Ensure charge port cover is in place prior to filling with water and during use. Lift the flip top on reservoir and fill with lukewarm water.

Refill as needed.




## WATER FLOSS

- 4 Lean over sink and close lips enough to prevent splashing while still allowing water to flow from mouth into the sink.



Keep unit upright during use to ensure continuous water flow.


- 5 For first time use, adjust the pressure setting to the LOW(L) setting.



## TECHNIQUE

- 6 Aim water at the gumline at a 90 degree angle.

Follow the gumline and pause briefly between teeth.



**TO AVOID MESS: KEEP TIP IN MOUTH WHILE UNIT IS ON.**

## CONTACT US

To watch a How to Video and find additional product information, visit our website:

Canada: [waterpik.ca/enhance](https://www.waterpik.ca/enhance)  
Call Us! 1-888-226-3042 (CAN)

# Guide de démarrage rapide


## POUR COMMENCER

- 1 Lorsque l'appareil est hors tension (O), brancher le câble de charge au chargeur mural USB fourni par l'utilisateur. Brancher le chargeur dans la prise murale, puis brancher l'autre extrémité du câble de charge dans l'appareil pour amorcer la charge.

**Remarque :** Se reporter à la section PRÉCAUTIONS IMPORTANTES pour connaître les spécificités requises pour le chargeur mural USB.


S'assurer que l'appareil est sec avant d'ouvrir le couvercle du port de charge et de brancher le chargeur. Replacer le couvercle de port de charge après la charge et s'assurer qu'il est bien logé (aligné à la surface extérieure de la poignée).

**Laisser l'appareil charger pendant 4 heures avant la première utilisation.**




- 2 Appuyer fermement sur l'embout jusqu'à ce qu'il s'enclenche correctement dans l'appareil. Pour retirer l'embout, appuyer sur le bouton d'éjection de l'embout.

**Mise en garde :** Ne pas appuyer sur le bouton d'éjection de l'embout lorsque l'appareil est en marche.



- 3 Débrancher le câble de charge USB de l'appareil. **S'assurer que le couvercle de port de charge est en place avant de procéder au remplissage d'eau et à son utilisation.** Soulever le couvercle rabattable du réservoir et remplir d'eau tiède.

Remplir de nouveau au besoin.




## HYDROPULSEUR

- 4 Se pencher au-dessus du lavabo et garder les lèvres suffisamment fermées pour empêcher les éclaboussures, tout en laissant l'eau s'écouler de la bouche dans le lavabo.



Maintenir l'appareil en position verticale pendant l'utilisation pour assurer un débit d'eau continu.


- 5 Lors de la première utilisation, régler la pression à BAS (I).



## TECHNIQUE

- 6 Orienter le jet d'eau vers le rebord gingival, à un angle de 90 degrés.

Suivre le rebord gingival et faire de courtes pauses entre les dents.



**POUR ÉVITER LES ÉCLABOUSSURES :**  
GARDER L'EMBOU DANS LA BOUCHE LORSQUE L'APPAREIL EST EN MARCHÉ.

## CONTACTEZ NOUS

Pour regarder une vidéo de démonstration et accéder à des ressources de produit supplémentaires, visitez notre site:

Canada: [waterpik.ca/enhancefr](http://waterpik.ca/enhancefr)  
Appelez-nous! 1-888-226-3042 (CAN)